

Venenbehandlung Closure Fast

Warum Closure Fast?

Krampfadern mit Schmerzen, Ziehen oder Schwellungen in den Beinen aufgrund eines venösen Rückstaus kommen bei fast 2 Millionen Menschen in Österreich vor. Neben den klassischen operativen Behandlungstechniken wie dem Venenstripping, das oftmals längere Krankenhausaufenthalte und postoperative Schmerzen mit sich brachte, existieren mittlerweile endoluminale Verfahren, die eine Ausschaltung der erkrankten Stammvenenabschnitte durch Hitzewirkung mittels Radiowelle herbeiführen.

Heutzutage ist ein invasiver Eingriff nicht mehr notwendig!

Das Closure Fast Verfahren wird in der Privatklinik von Dr. Thomas Proebstle, Professor für Dermatologie an der Universität Pecs und Dozent an der Universität Mainz, durchgeführt. Nach Auffassung von Prof. Proebstle, dem weltweiten Erstanwender dieser Technik, ist sie derzeit die wirksamste, sicherste und zugleich schonendste nicht-operative Behandlungsmethode gegen Krampfadern. Die endovenöse Radiofrequenztechnik wurde bereits 2001 als Alternative zum Venenziehen von Dr. Proebstle in Deutschland eingeführt.

Warum KIPROV

- Behandlung in lokaler Betäubung (Tumeszenz-Lokalanästhesie)
- Hautschnitte werden nicht benötigt, die zu behandelnde Vene wird lediglich wie bei einer Blutabnahme punktiert
- Arbeitsfähigkeit besteht in der Regel bereits wieder am Tag nach dem Eingriff
- Durchführung der Methode von Prof. Proebstle, dem weltweiten Erstanwender dieser Technik, dadurch hohe Sicherheit der Anwendung
- Die Schmerzen nach dem Eingriff sind geringer
- Es kommt seltener zu Blutergüssen
- Das kosmetische Resultat nach dem Eingriff ist in der Regel exzellent

Unsere SpezialistInnen



**ao. Prof. Dr. med. Dipl. Phys.
Thomas Proebstle**

Spezialist für Diagnostik, operative und nicht-operative Venenbehandlungen, Closure Fast und Sapheon

INTERESSANTES

“ **Wussten Sie**, dass die Venen als Speicherorgan für das Blut dienen und über 80% der gesamten Blutmenge enthalten? ”

Berührungspunkt

Sie haben Fragen oder wollen einen Termin vereinbaren? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns.

+43 1 877 52 15
office@kiprov.com
www.kiprov.com



Venenbehandlung Closure Fast

Wie funktioniert die Behandlung?

Unter Ultraschallkontrolle wird ein Katheter in die Vene eingeführt, durch die der Laser-Strahl von innen an die Venenwand geleitet wird. Dieser spezielle Katheter erhitzt die Venenwand schonend, aber effektiv, indem der Katheter innerhalb weniger Minuten unter Freisetzung von Wärmeenergie zurückgezogen wird.

Auf die Punktionsstelle wird ein Pflaster geklebt und im Verlauf der Vene am Bein ein Druckverband angelegt. Nach der Behandlung wird für eine Woche ein Kompressionsstrumpf getragen sowie in der Regel drei Tage lang eine Thromboseprophylaxe mit Heparinspritzen zu Hause durchgeführt. Ein stationärer Aufenthalt ist nicht notwendig!



KIPROV Guide

Auf unserer Website www.kipro.com/guide finden Sie einen leicht verständlichen Assistenten, der in wenigen Schritten die für Sie individuell passende Behandlung ermittelt.

INTERESSANTES

“ **Wussten Sie**, dass das Closure Fast Verfahren zur Therapie der Stammvenen, das auch Prof. Proebstle anwendet, das derzeit erfolgreichste in den USA ist? ”

Berührungspunkt

Sie haben Fragen oder wollen einen Termin vereinbaren? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns.

+43 1 877 52 15
office@kipro.com
www.kipro.com